



Wskazania		Dostęp chirurgiczny	Rodzaj implantu			Dedykowane narzędzia			
Nietrzymanie moczu	Wysiłkowe nietrzymanie moczu	Zalozowe TVT (od strony pochwy do brzucha i odwrotnie)	SERASIS® PP MR IS55MR	SERASIS® PA MR IS56MR		SERAPRO® VR IS23 u. A.	SERASIS® V IS40		
		Przezaslonowe TOT (od wewnątrz do zewnątrz i od zewnątrz do wewnątrz)	SERASIS® PP MR IS55	SERASIS® PA MR IS56MR			SERASIS® TO IS50	SERASIS® TO XXL IS60	
		Kolposuspensja TVC (Przezpochwowa kolposuspensja)							
		Przezpochowy (połączony z zaburzeniami statyki)	SERATOM® E PA MR SN215MR	SERATOM® P PA MR SN845MR	SERATOM® E2 PA MR SN217MR	patrz zaburzenia statyki narządu rodnego			
	Pęcherz nadreaktywny mokry - naglące nietrzymanie moczu	Laparoskopowy (z macicą zachowaną i bez macicy; defekt szczytowy)	 SERATEX® B2 PA STB01002	 SERATEX® B3 PA MR STB01403					
		Laparoskopowy (łączony z innymi uszkodzeniami)	patrz zaburzenia statyki						
		Przezpochowy (z macicą zachowaną i bez macicy; defekt szczytowy)	SERATEX® A2 PA MR STA01402	SERATEX® A4 PA MR STA01404		 SERAPRO® ARSD-Ney IS210 dedykowane nici USPO SERALEN LN354300			
		Przezpochowy (łączony z innymi uszkodzeniami)	patrz zaburzenia statyki			patrz zaburzenia statyki narządu rodnego			
		Zaburzenia statyki	Cystocele	Przezpochowy (z macicą zachowaną i bez macicy; 6-punktowe mocowanie)	SERATOM® E PA MR SN215MR	SERATOM® P PA MR SN845MR	SERATOM® A PA MR SN205MR	 SERASIS® TO SL IS70	 SERASIS® V2 IS80
				Laparoskopowy	SERATEX® F1 PA STF01001				
Defekt centralny	Przezpochowy (z macicą zachowaną i bez macicy)		SERATEX® A2 PA MR STA01402	SERATEX® A4 PA MR STA01404		 SERAPRO® ARSD-Ney IS210 dedykowane nici USPO SERALEN LN354300			
	Laparoskopowy - przezbrzuszny (z macicą zachowaną i bez macicy)		 SERATEX® B2 PA STB01002	 SERATEX® B3 PA MR STB01403					
Enterocela	Przezpochowy Łączony przezpochowy oraz laparoskopowy/przezbrzuszny (umocowanie krzyżowe)		SERATOM® G2 PA MR SN895MR	SERATOM® P2 PA MR SN875MR		 SERASIS® TO XXL IS60	 SERASIS® V2 IS80		
Rectocele	Przezpochowy		SERATOM® L PA MR SN295MR	SERATOM® F PA MR SN245MR	SERATOM® A PA MR SN205MR	 SERASIS® V2 IS80	 SERAPRO® ARSD-Ney TTT IS211 dedykowane nici USPO (SERALEN LN354300)	 SERAPRO® ARSD-Ney IS210 dedykowane nici USPO SERALEN LN354300	
	Laparoskopowy		SERATEX® B3 PA STB01403 SERATEX® E7 PA STE01007	SERATEX® E9 PA STE01009	SERATEX® E1 PA STE01001				
Złożone uszkodzenia	Laparoskopowy								
	Przezpochowy		SERATOM® K PA MR SN285MR SERATOM® P+F PA MR SN885MR	SERATOM® K2 PA MR SN287MR	SERATOM® E+F PA MR SN265MR	 SERASIS® TO SL IS70	 SERASIS® V2 IS80		
Zaburzenia oddawania stolca	Zaparcia		Laparoskopowy (brzuszną rektoskopia)	SERATEX® F1 PA STF01001					
MEŹCZYŹNA	Po operacji prostaty	Wysyłkowe nietrzymanie moczu	SERATIM® A PA SN705	SERATIM® B PA MR SN715MR	SERATIM® C PA SN725				
			SERATIM® H PA MR SN785 MR						

PRODUCENT:

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | Zum Kugelfang 8 - 12 | 95119 Naila | ☎ +49 9282 937-0 | 📠 +49 9282 937-9369

@ info@serag-wiessner.de | 🌐 www.serag-wiessner.de

DYSTRYBUCJA W POLSCE:

INTERNATIONAL SERVICE | Śmiała 1/3 lok. 46A | 01-523 Warszawa | ☎ +48 228690777 | 📠 +48 228690779

@ info@intserv.com.pl | 🌐 www.intserv.com.pl

Dodatkowe informacje oraz materiały szkoleniowe na portalu video Serag Wiessner:



www.serag-wiessner.de/service/video-portal/